

Stetoskop riester Duplex® 2,0 Neonatal-Baby-Vuxen



Duplex 2,0 stetoskop vändbart med tratt och membran, bröststycke i rostfritt stål, icke kylande ring för behaglig undersökning. Extra mjuka öron-oliver som sitter mycket bra i öronen. Y-slang i ftalatfri PVC.

Stetoskopen levereras med ett par extra öron-oliver, ett extra membran och en namnbricka.

Garantitid: 2 år

Rengöring: Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Vuxen	Membrandiameter 44 mm	
	Trattdiameter 29 mm, svart	304-7110
Baby	Membrandiameter 32 mm	
	Trattdiameter 23,5 mm, grön	304-7350
Neonatal	Membrandiameter 24 mm	
	Trattdiameter 17,5 mm, vit	304-7420

Reservdelar:

Bröststycke, vuxen	13231
Bröststycke, baby	13233
Bröststycke, neonatal	13234
Membran, vuxen Ø 44 mm	13236
Membran, baby Ø 32 mm	13237
Membran, neonatal Ø 24 mm	13238
Öronbygel komplett med y-slang, svart	13223
Öronbygel komplett med y-slang, vit	13224
Öronbygel komplett med y-slang, blå	13225
Öronbygel komplett med y-slang, röd	13226
Öronbygel komplett med y-slang, grön	13227
Öronbygel komplett med y-slang, svart edition	13228
Öronoliv mjuka svarta	13235