



## TubiColor Bi



### Produktbeskrivning :

Tubformat elastiskt förband som är stretchbart på längden och tvären, klipps till i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt. Förbandet är färgkodat för att underlätta val av storlek. Längd 10 meters rulle.

### Materialdeklaration:

66% polyester, 24% polyamid, 10% polyuretan. Latexfri.

### Indikationer:

För fixering över leder och/eller svårbandagerade områden, amputationer samt på skör hud, under gips.

Artikelnummer	Beskrivning
31100-2 (röd)	> 3,5 cm x 10 m, små armar , ben 1 st/avdftp, 36 st/stor fp.
31101-2 (grön)	> 5 cm x 10 m, ordinära armar, små ben, fot, hand 1 st/avdftp, 28 st/stor fp.
31102-2 (blå)	> 7,5 cm x 10 m, ordinära ben, armar, lår 1 st/avdftp, 20 st/stor fp.
31103-2 (gul)	> 11 cm x 10 m, normal kropp, vuxen person, 1 st/avdftp, 16 st/stor fp.
31104-2 (beige)	> 18,5 cm x 10 m, stor kropp, 1 st/avdftp, 8 st/stor fp.
31105-2 (lila)	> 21 cm x 10 m, stor kropp, 1 st/avdftp, 6 st/stor fp.