

Wellion® GALILEO Glukos teststickor

Apotekets varunummer	Artikelnummer	Produkt	Förpackning
736000	WELL10-15	Glukos teststickor	50 st
736001	WELL10-10	Glukos teststickor	10 st



Teststickorna är glukosspecifika biobaserade teststickor som mäter blodsockervärdet i kapillärt blod. Stickorna är känsliga för fukt och ljus, därför ska burkens lock stängas så snart det går efter öppnandet. Teststickornas storlek ger ett bra och stabilt grepp.

Specifikationer

Teststickans storlek	35 x 8 mm
Hållbarhet	18 månader, se utgångsdatum på förpackningen
Hållbarhet, öppnad förpackning	6 månader efter öppnandet
Testtid	5 sek
Blodmängd	0,5 µl
Förvaringstemperatur	4 - 30° C
Kompatibel mätare	Wellion GALILEO Glu/Ket



Ände för blodprov eller kontrollösning



Kontaktände, sätts i blodsockermätaren

Observera:

- teststickorna kan endast användas en gång
- använd inte teststicka vars utgångsdatum har passerat
- skriv datum på etiketten när burken öppnas
- förvara teststickorna på en torr och sval plats
- håll teststickorna från direkt solljus och värme
- tvätta och torka händerna före användning

Ytterligare information finns i bruksanvisningen som medföljer varje blodsockermätare och i bipacksedeln i teststickornas förpackning

Wellion® GALILEO mätare glukos / keton

- Dokumenterad exakthet i mätvärden
- Stor, tydlig och upplyst display
- Upplyst port för teststickan
- Liten blodmängd
- Snabb mätning
- 500 mätvärden i minnet för glukos. 100 värden för keton.
- Snittvärden för glukos lagras upp till 90 dagar
- 3 färger



Artikelnummer	Färg
WELL10-03KBSEMM	Svart
WELL10-03KYSEMM	Gul
WELL10-03KWSEMM	Vit

Övrig information

Mätaren är godkänd i enlighet med ISO 15197.

Harmoniserad standard: 98/79/EC Directive (In-Vitro Diagnostic Medical Devices)

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE