

# wellion®

## LANCETS

**Perfekt snitt för skonsamt blodprov**

**Wellion LANCETS:**

- Sterila lansetter
- Minimerar smärta genom en ultrafin nål
- I två nålstorlekar (28G, 33G)
- Supertunn 33G Lansett och därför optimal för barn och personer med mycket känslig hud

Spetsen på en kulspeppenna	Knappnålshuvud	28G lansett	33G lansett
<b>Diameter förstord 2,5 gånger.</b>			



Skall inte återanvändas!



Nål	Innehåll	Art.No.
28G	50 st	WELL250
	100 st	WELL208
	200 st	WELL200
33G	50 st	WELL253
	100 st	WELL207
	200 st	WELL203

LANSETTER

