

evercare[®] XP Standard Operationsrockar, sterila

REF: 2504, 2505, 2507, 2509, 2510, 2514, 2515, 2517, 2519, 2520

evercare[®] XP Standard Operationsrockar är lämpliga för ingrepp med medelstora till stora mängder vätskor och tillverkade av mycket motståndskraftigt och avvisande SMS-material för sjukvårdspersonalens föränderliga behov. Tillverkad i ett mjukt SMS-material med antistat- och alkoholavvisande behandling för ökat användarskydd. Alla evercare[®] Operationsrockar ger en effektiv barriär mot kroppsvätskor, hudpartiklar och mikrober och är utformade för optimal komfort och rörelsefrihet. Det justerbara kardborrbandet i halsen ger en optimal passform samtidigt som det säkerställer justeringen. Muddar av hög kvalitet för ökad komfort och åtsittande passform runt handlederna. Rocken är steriliserad med etylenoxidgas och förpackad i lättöppnade påsar. Toppmodernt förpackningssystem med praktisk funktionell dispenser och märkning. Enhetsförpackningarna levereras med streckkodade avtagbara etiketter för förbättrad spårbarhet

Egenskaper


- ▶ Bra skydd och Xtra-komfort, antistat- och alkoholavvisande behandlad
- ▶ Ultraljudssvetsade sömmar på ärmar och axlar för ökad komfort genom att minska överflödigt material, vilket orsakar obehag.
- ▶ Rock med överlappande rygg och justerbart kardborrband i halsen ger optimal passform för individuell anpassning.
- ▶ Tydlig stämpel med storlek och prestandatyp.
- ▶ Bälteskort med tydlig indikering på steril/icke-steril för säker påtagning.
- ▶ Bokvikning möjliggör upppackning och påtagning utan risk för kontaminering.
- ▶ SMS-material med lågt fibersläpp. Bekväm design ger rörelsefrihet.



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2504	XP Standard Operationsrock, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2505	XP Standard Operationsrock, steril, Blå	M	20 / 40
2507	XP Standard Operationsrock, steril, Blå	L	20 / 40
2509	XP Standard Operationsrock, steril, Blå	XL	18 / 36
2510	XP Standard Operationsrock, steril, Blå	XXL	18 / 36
2514	XP Standard Operationsrock med handdukar, steril, Blå	M-kort	21 / 42
2515	XP Standard Operationsrock med handdukar, steril, Blå	M	20 / 40
2517	XP Standard Operationsrock med handdukar, steril, Blå	L	20 / 40
2519	XP Standard Operationsrock med handdukar, steril, Blå	XL	18 / 36
2520	XP Standard Operationsrock med handdukar, steril, Blå	XXL	18 / 36

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 13795-1 Standard performance

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvuddel, ärm, bälte	PP SMS nonwoven, blå
Mudd	PES, ribbstickad väv
Halsband	PP Spunbond nonwoven, vit
Kardborrband	PA, vävt band med kardborrband
Bälteskort	Cellulosamassa (ECF), vit
Draperingskräpp	Pappersmassa (ECF), vit
Sytråd	PES, vit
Handduk	Skumförstärkt väv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	242 x 334
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	574 x 401 x 330
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensersförpackning	Transportförpackning
2504	06438129112139	06438129312133	06438129512137
2505	06438129112146	06438129312140	06438129512144
2507	06438129112153	06438129312157	06438129512151
2509	06438129112160	06438129312164	06438129512168
2510	06438129112177	06438129312171	06438129512175
2514	06438129112184	06438129312188	06438129512182
2515	06438129112191	06438129312195	06438129512199
2517	06438129112207	06438129312201	06438129512205
2519	06438129112214	06438129312218	06438129512212
2520	06438129112221	06438129312225	06438129512229

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.