

Gojo FMX System



Art nr:5157
Dispenser Gojo FMX
Storlek:1250ml

FMX™ Dispenser

Produktbeskrivning

Dispenser med tryckknapp som ger ett behagligt tvålskum. Skummet ger en len och krämig känsla som uppfattas som mycket tilltalande med en komfort och lyxighet som är rena njutningen.

- Hållbar konstruktion
- Lätt utbytbara refillförpackningar
- Med ljusinsläpp och extra stor fönsteröppning
- Refillförpackningar för över 1700 användningar
- Lätt att montera, dubbelhäftande tejp eller skruvas fast, välj mellan 16 hål i dispenser baksidan.

Material: Plast (ABS, PC)

Färg: Vit,grå

Passande skumtvål refiller
5167, 5148, 5196, 5163, 5161



5167-03-EEU

GOJO® Mild Skumtvål för Händerna

1250 ml refill för GOJO® FMX™ dispenser

Ett handtvålsskum som är extremt mild för huden och utan parfymer eller färgämnen



5148-03-EEU

GOJO® Antimicrobial Plus Skumtvål för Handtvätt

FMX™ 1250 ml refill

Den ammoniumfria GOJO Antimicrobial Plus Skumtvål för Handtvätt är skonsam mot huden och är formulerad för att vara mycket verksam.



5196-03-EEU

PURELL® Advanced Hygeniskt Handsaniterande Skum

1200 mL refill för PURELL® FMX™ Manuell dispenser

Ett hygieniskt skum för handdesinfektion som har visat sig bidra till att upprätthålla hudhälsa.¹



5163-03-EEU

GOJO® Luxury Skumtvål för Hår-, Kropp- och Handtvätt

1250 ml refill för GOJO® FMX™ dispenser

Spa-inspirerad hår-, hand- och duschkräm med doft av gurka.



5161-03-EEU

GOJO® Freshberry Skumtvål för Händerna

1250 ml refill för GOJO® FMX™ dispenser

Spa-inspirerad handtvätt som ger ett lyxigt lödder och en härlig doft av trädgård och turkos färg.