

Packsdynke Sterisheet Bond 2
REF 0F27060, 0F27075, 0F27090,
0F27100, 0F27120, 0F27137


Sida 1 (2)

Version: 17.12.2020 rev.3

Tryckt 18.12.2020

REF	Storlek	Färg
0F27060	60x60cm	Blå/grön
0F27075	75x75cm	Blå/grön
0F27090	90x90cm	Blå/grön
0F27100	100x100cm	Blå/grön
0F27120	120x120cm	Blå/grön
0F27137	137x137cm	Blå/grön

[NATURAL LATEX FREE]



Råmaterial:	340 blå, SMS 40g. Syntetiska fibrer. Polypropylen. 343 grön, SMS 43g. Syntetiska fibrer. Polypropylen.																												
REACH regulations:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																												
Funktion:	Sammansvetsat packsdynke. Till förpackning av gods för sterilisering i ånga, EO och Plasma. Passar för små och medelstora galler.																												
Förpackning:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>Storlek</th> <th>Tfp</th> <th>Storlek Tfp mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0F27060</td> <td>60x60cm</td> <td>125</td> <td>510x252x120</td> </tr> <tr> <td>0F27075</td> <td>75x75cm</td> <td>75</td> <td>610x380x190</td> </tr> <tr> <td>0F27090</td> <td>90x90cm</td> <td>75</td> <td>810x290x140</td> </tr> <tr> <td>0F27100</td> <td>100x100cm</td> <td>75</td> <td>1010x540x110</td> </tr> <tr> <td>0F27120</td> <td>120x120cm</td> <td>38</td> <td>1210x330x115</td> </tr> <tr> <td>0F27137</td> <td>137x137cm</td> <td>38</td> <td>1380x330x120</td> </tr> </tbody> </table>	REF	Storlek	Tfp	Storlek Tfp mm	0F27060	60x60cm	125	510x252x120	0F27075	75x75cm	75	610x380x190	0F27090	90x90cm	75	810x290x140	0F27100	100x100cm	75	1010x540x110	0F27120	120x120cm	38	1210x330x115	0F27137	137x137cm	38	1380x330x120
REF	Storlek	Tfp	Storlek Tfp mm																										
0F27060	60x60cm	125	510x252x120																										
0F27075	75x75cm	75	610x380x190																										
0F27090	90x90cm	75	810x290x140																										
0F27100	100x100cm	75	1010x540x110																										
0F27120	120x120cm	38	1210x330x115																										
0F27137	137x137cm	38	1380x330x120																										
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																												
Försäljningsenhet:	Transportförpackning																												
Innerförpackning:	ECF (eller TCF) cellulosa																												
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa																												
Packtejp:	PVC-fri																												
Överensstämmelse med legala krav:	MDR Class I																												

Packsdynke Sterisheet Bond 2 REF 0F27060, 0F27075, 0F27090, 0F27100, 0F27120, 0F27137

Sida 2 (2)

Version: 17.12.2020 rev.3

Tryckt 18.12.2020

Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017. BFE testas enligt ASTM F2101. Bakteriebarriär (DIN 58953-6 § 2.14 & § 2.15)
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, (innan sterilisering) i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvara på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.