



Genombrott inom diagnostik

Automatiserad mätenhet för
ankel-brachialis index

Automatiserad mäthenhet för ankel-brachialis index

Två i en
Blodtryck och
ankelbrakialindex
måts samtidigt.

2in1

Bärbar
Den bekväma formen och de
långlivade batterierna bidrar till
enkel flytt och mätning i olika
undersökningsrum.



ABPI MD-ställ
ABPI MD-stället kompletterar
ABPI MD™ med magnetisk bas
och förvar för manschetterna.



Från 30 till 3

Mätningen görs på 3 istället för 30
minuter. Den ersätter den gamla
Dopplerultraljudsmetoden.



Lätt att använda

Placera manschetterna på övre och
nedre extremiteter, tryck på
startknappen och läs av resultatet.
Det är allt som behöver göras
under mätningen.



Korrekt och objektivt

Den noggranna utvecklingen av
algoritmen i enheten gör beräkningen av
höger och vänster ABI både korrekt och
objektivt.



Mätning

- Mätningar:
- Ankel-brachialis index
 - Systoliskt blodtryck
 - Diastoliskt blodtryck
 - Pulshastighet
- Mätintervall:
- Tryck: 0 till 299 mmHg
 - Pulshastighet: 30 till 199 BPM
- Tillförlitlighet:
- Tryck: Inom ± 3 mmHg eller 2%
 - Pulshastighet: Resultat inom $\pm 5\%$
 - ABI Inom ± 0.1

MESiresults™

Företaget MESI följer mottot "Enkel
diagnostik" i varje utvecklingssteg, och
MESiresults™ är inget undantag.
Det har utvecklats för att komplettera
ABI-mätningen och erbjuda svar med en
användarvänlig utskrift.
Applikationen kan användas för att lägga
till information som namn, adress och
institutionens logo. Allt kan sparas i
MESiresults™ och skrivas ut på varje fil som
lämnar vårdmätningen.



1304

Kvalitet

För att kunna uppfylla kundernas behov
med en hög nivå av tillfredsställelse följer
företaget kvalitetsstandarderna ISO 9001
och ISO 13845 definierade av Interna-
tionella standardiseringsorganisationen.
Företagets arbete inspekteras en gång om
året av det välkända organet SIQ för att
säkerställa att standard och högsta kvalitet
på produkterna upprätthålls.
CE-märkningen är resultatet av ett
utomordentligt forsknings- och
utvecklingsarbete. Den bekräftar ABPI M™:s
effektivitet, och MESI:s kvalitetsprocedurer,
i överensstämmelse med direktiven för
medicinsk utrustning.

MESiCare™

"Patientens hälsa är ditt ansvar, låt
utrustning vara värt."
Tjänsten MESiCare™ erbjuder ypperlig
hälsovård genom användningen av ABPI
MD™. Eventuella problem löses klanderfritt
och inte på patientens bekostnad.
MESiCare™ erbjuder en utökad garanti
(upp till fem år) som inkluderar:
• Utbyte av manschetter, batterier och
komponenter
• Programuppdateringar och
• Årlig kalibrering.

Tekniska specifikationer

- Dimension:
- Bredd: 25 cm (9,84")
 - Höjd: 7,30 cm (2,87")
 - Djup: 20,00 cm (7,87")
 - Vikt: 0,6 kg (1,32 lb")
- Skärm:
- 4.3" LCD färgskärm med 16 bpi färgdjup
 - Upplösning: 480x272:
- Strömkälla och batteri:
- Batterityp: Laddningsbart Litium
polymer-batteri
 - Kapacitet: 2300 mAh
- Skydd mot elchock:
- Klass II-utrustning