




# Comfi<sup>®</sup> Thread Retriever D524

Wing Plasts Comfi Thread Retriever är designad för att enkelt få ta i IUCD trådar och för att processen ska vara skonsammare för både vårdtagare och vårdgivare.

- Engångs
- Stora "tänder" för att lättare få tag i trådarna
- Greppvänlig
- Styckförpackad
- Steril

# Comfi<sup>®</sup> Thread Retriever D524



## Material

- Polypropylen
- Latexfri



STERILE EO


## Vikt

- Detalj: 8 g
- Avdelningsförpackning: 60 kg

## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 5 st
- Transportförpackning: 50 st

## Transportförpackning



**Kvalitet** ISO 9001  
**Miljö** ISO 14001  
**Medical** ISO 13485



30-D524-001-150311

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



**Wing Plast AB**