



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Versylene[®]

Spolvätskor

Spolflaskan är tillverkad av polypropenplast och anpassad för användning i många olika vårdmiljöer och för många olika ändamål.

Flaskan finns i olika storlekar och med olika lösningar. För att säkerställa säkerheten för vårdpersonal och patienter innehåller inte flaskan PVC eller latex, och tillverkningen sker utan användning av DEHP.

Plastflaska med skruvkork

Flat botten för extra stabilitet

Säkerhetsförsegling för att se om flaskan öppnats

Versylene®

Spolvätskor

INFORMATION OM NATRIUMKLORID

- Natriumkloridkoncentration 9 mg/ml
- pH 5,0-7,0
- Följer kraven enligt Ph Eur 2.9.20
- Steril spolvätska för olika kirurgiska ingrepp, ej för parenteralt bruk

EGENSKAPER VERSYLENE®

- Flat botten för extra stabilitet
- Säkerhetsförsegling för att se om flaskan öppnats
- Ergonomisk design för ett bra grepp
- Präglad volymskala för enklare överblick

INFORMATION OM STERILT VATTEN

- Följer kraven enligt Ph.Eur.
- Ej för parenteralt bruk

INFORMATION

Beställning

Lösning	Art nr	Förpackning
Natriumklorid 9 mg/ml	834860	12 x 250 ml
Natriumklorid 9 mg/ml	834861	12 x 500 ml
Natriumklorid 9 mg/ml	834862	6 x 1000 ml
Sterilt vatten	824863	12 x 500 ml
Sterilt vatten	824864	6 x 1000 ml

Storlek

Kartongstorlek	Höjd	Bredd	Längd	Vikt
250 ml	13,5 cm	20,6 cm	28 cm	3,75 kg
500 ml	18,9 cm	23,0 cm	30,5 cm	7,1 kg
1000 ml	24,5 cm	18,0 cm	27,5 cm	6,8 kg



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala
fresenius-kabi.se

Ordermottagning Brunna

Tfn 020-98 40 20, order.brunna@fresenius-kabi.com

Ordermottagning Tamro

Tfn 031-767 76 43, order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis
Medicinska information. Tfn 020-116 68 44, kundservice@fresenius-kabi.com