




# Comfi<sup>®</sup> Sound D52208

Wing Plasts ComfiSound är en böjbar uterussond med centimeter skala för noggrann mätning av uterus. Sonden har även en flyttbar markör för enklare mätning.

- Flexibel
- Latexfri
- Greppvänlig
- Steril
- Individuellt förpackad

# Comfi<sup>®</sup> Sound D52208



## Material

- HD Polyeten
- LD Polyeten
- Latexfri




## Vikt

- Detalj: 8 g
- Avdelningsförpackning: 2 kg

## Förpackning

- Avdelningsförpackning: 10 st
- Transportförpackning: 50 st

## Transportförpackning



**Kvalitet** ISO 9001  
**Miljö** ISO 14001  
**Medical** ISO 13485



30-D52208-001-150127

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



**Wing Plast AB**