

ACTIMOVE® GILCHRIST PLUS



IMMOBILISERINGSORTOS FÖR AXEL OCH ÖVERARM

- Öppen konstruktion
- Säker fixering
- Färdig att använda



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

an Essity company

ACTIMOVE® GILCHRIST PLUS

IMMOBILISERINGSORTOS FÖR AXEL OCH ÖVERARM

Actimove® Gilchrist Plus är en premium fixations- och immobiliseringslösning för axel och överarmsskador. Den öppna designen och kraftiga konstruktionen förenklar hygienskötsel samtidigt som den möjliggör för sårinspektion.

Användningsområden

- Postoperativ användning
- Axelluxationer och axeldistortioner
- Rotatorkuffskador
- Frakturer i skulderbladet, humerus huvud, humerus
- Smärtsam muskel/sen sjukdom
- Mindre instabilitet av skuldran

Stabilitet

- Säker immobilisering av axel och överarm i den önskade positionen
- Slingor/band som ej veckar eller töjer sig med hög draghållfasthet för att säkerställa bra fixering.
- Elastiskt axelband ger säker anatomisk passform

Komfort

- Öppen konstruktion skapar bra luftgenomströmning och hög användarkomfort
- Hudvänliga och luftgenomsläppliga material skapar en komfortabel användarupplevelse för ökad patientföljsamhet
- Den avancerade, intelligenta designen tillåter full rörlighet i tummen och fingrar

Hantering och användarvänlighet

- Enkel sårinspektion tack vare den öppna designen
- Ingen tillklippning behövs
- Lätt och tidsbesparande applicering
- För både vänster och höger arm

Skötsel och rengöring

- Maskintvätt 30°C



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art nr.	Art nr.	Storlek	cm	Antal/fp
76192-00	76192-04	S	48–52	1
76192-01	76192-05	M	50–56	1
76192-02	76192-06	L	54–60	1
76192-03	76192-07	XL	58–68	1



BSN medical AB

c/o Essity Hygiene and Health AB · SE-405 03 Göteborg
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

info.bsn.se@essity.com
www.bsnmedical.se

BSNmedical

an Essity company