

WALKER FIX ankelortos

ART.NO 80210

Walker Fix har fixerad fotled med skänklar i aluminium. Modellen har låg vikt och är användarvänlig. Rullsulan ger en jämn mjuk gång. Den låga profilen medger att vanlig sko används på andra foten. Cirkulära karborrband. Mjuk polstring.

Indikationer:

Används vid behandling där fixation eller begränsad rörlighet av fotleden är nödvändig t.ex. efter akillessenerupturer, stabila frakturer i underben och/eller ankel, akuta stukningar, mjukdelsskador.

Material:

Polstring i polyester.

Tvättråd:

Metall/plast rengörs med mjuk fuktig trasa.
Textil polstring handtvättas.



Storlek	Motsv skostorlek
Small	34-38
Medium	39-42
Large	43-45

