

FIGUR gördel

ART.NO 50221, 50202, 50203

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket gör det lätt att justera till önskad kompression. Patienten behöver inte lyftas upp vilket är nödvändigt vid användning av bindor. Kardborrelåsningen underlättar vid byte av sårforband. Figur ger en jämn tryckfördelning och påverkar inte patientens andning. Det elastiska materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter huden att andas.

Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3.

Modell	Art.no	Höjd
Figur vit 16 cm	50221	16 cm
Figur vit 25 cm	50202	25 cm
Figur vit 32 cm	50203	32 cm

Indikationer:

För postoperativ vård efter thoraxbuk-operationer, för att avlasta sår, förhindra uppsprickning av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av lätta bräck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller öppning för drän.

Material:

74% Polyester, 12% Elastomere och 14% Polyamid. Latexfri.

Tvättråd:

Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90° (kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:

Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.



50202: Figur 25 cm



50203: Figur 32 cm

Storlek	Mått cm
Small	80-95
Medium	90-105
Large	100-115
X Large	110-125
2X Large	120-135
3X Large*	130-145

* endast 16 & 25 cm höjd.

