



Kateter-Curette


421/23

Wing Plasts Kateter-Curette för endometriebiopsi används för att ta vävnadsprover från livmodern och från livmoderns slemhinnor genom skrapning eller vakuumsugning.

- Miljövänlig plast
- Bra anpassad längd, 265 mm
- 3 mm i diameter

Kateter-Curette

421/23



Material

- HD

Engångs

- Efter användning hanteras engångs katetern enligt sjukhusets/klinikens gällande policy


Vikt

- Detalj: 2,7 g
- Avdelningsförpackning: 300 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st

Avdelningsförpackning



30-421/23-001-190116

Kvalitet ISO 9001 **Miljö** ISO 14001 **Medical** ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments



Wing Plast AB