

Reflexhammare Riester Babinsky



Reflexhammare för säker testning av reflexer.

Metall handtag med infälld sensibilitetsnål, gängat huvud för att ändra rak eller vinklat läge.

Latexfri gummiring, färg svart (bilden visar röd).

Längd 24 cm.

Huvudets Ø 4,5 cm.

Vikt 138 g.

Rengöring: Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider

Reflexhammare Babinsky (inkl.gummiring)

Art.nr 644-1040

Gummiring

Art.nr 644-1070