

VACUETTE®

Säkerhetskanyler Quickshield



Artikel		Förpackning
450230	Quickshield säkerhetskållare med ställbart nålskydd	50/1000
450235	Quickshield Complete Plus 21Gx25mm med blodsvärsindikator	30/300
450239	Quickshield Complete Plus 21Gx38mm med blodsvärsindikator	30/300
450226	Quickshield Complete Plus 22Gx25mm med blodsvärsindikator	30/300
450228	Quickshield Complete Plus 22Gx38mm med blodsvärsindikator	30/300

Standard hållare

450201	Standardhållare kort	10/1200
450241	Holdex engångshållare latexfri	100/800
450181	Blododlingshållare ej steril	40/320

Kanyl Visio Plus

450040	Kanyl grön 21Gx38mm med blodsvärsindikator	100/2000
450041	Kanyl svart 22Gx38mm med blodsvärsindikator	100/2000