

Tillbehör för blodprovstagning

Elastiska stasband



BD Vacutainer® elastiskt stasband

BD Vacutainer® elastiskt stasband är latexfritt och doftfritt. Användning av ett stasband för engångsbruk minimerar risken för infektion hos vårdpersonal och patienter.¹

BD Vacutainer® elastiskt stasband är förpackat i en lättanvänd dispenser som också är smidig att förvara.

Ytterligare funktioner:

- Termoplastisk elastomer med struktur för ett bättre grepp.
- Klara färger som syns tydligt för att öka kontrasten och minimera risken för att stasband lämnas kvar på patientens arm eller kasseras på fel sätt.



BD Vacutainer® elastiska stasband

Art. nr.	Beskrivning	Färg	Förp./leveransförpackning
367198	25 latexfria stasband med struktur för engångsbruk i en förpackningsenhet, perforerad för att kunna separeras.	Blå	25/500
367209	25 latexfria stasband med struktur för engångsbruk i en förpackningsenhet, perforerad för att kunna separeras.	Orange	25/500

Referenser

- ¹ Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.



BD Sweden AB, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sverige

bd.com

BD och BD-logotypen är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company eller dess dotterbolag. ©2023 BD. Med ensamrätt. BD-109425