



# Ultraljudsgel 260 g

## 4150 - Blåfärgad


## 4151 - Transparent

Ett kontakt gel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Finns i storlekarna 260 g, 1 kg och 5 kg. Finns som transparent och blåfärgad. Finns i Sterilt utförande om 20 g.

- Innehåller inget salt för att förhindra skada på sondaerna
- Irriterar inte huden även efter många scannningar
- Utmärkt viskositet (80 000 RPM5-STD 18C)
- Snabb överföringshastighet
- Perfekt akustisk impedans
- Extremt effektiv
- Bakteriostatiska nivåer lägre än tillåtna även av de strängaste internationella standarderna

# Ultraljudsgel 260 g

## 4150/4151



---

### Innehåll

Vatten, Polymer, Fuktighetsbevarande medel,  
Konserveringsmedel

---

### Vikt

- Detalj: 260 g
  - Transportförpackning: 7 kg
- 

### Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
  - Transportförpackning: 25 st
- 

**Kvalitet** ISO 9001  
**Miljö** ISO 14001  
**Medical** ISO 13485



30-4150-001-160810

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



**Wing Plast AB**