



## HJÄRNTORK

Alla våra torkar är synliga på röntgen och de är individuellt numrerade. Allt för att underlätta arbetet under operation.

### Ultracot, bomull

Artikelnummer	
6023-01	5 x 8 mm
6023-02	5 x 13 mm
6023-03	10 x 13 mm
6023-04	15 x 20 mm
6023-05	4 x 50 mm
6023-06	6 x 50 mm
6023-07	9 x 50 mm
6023-08	13 x 60 mm
6023-09	20 x 60 mm
6023-10	30 x 70 mm
6023-12	15 x 15 mm
6023-15	30 x 90 mm
6023-16	20 x 50 mm
6023-18	10 x 80 mm
6023-24	70 x 100 mm



Avd.frp/Trp.frp. 10/200 (Trp.frp = min.kvant/best)