



# Contiplex® S Ultra 360® set | Produktdatablad

## Set för kontinuerlig perifer regionalanestesi

### Beskrivning

Kontinuerlig nervblockadset för ultraljud & nervstimulering

Contiplex® Tuohy Ultra 360® set med Contiplex® Ultra kateter:

- Contiplex® nål med 20° facettslipning
  - Högvisuellt, ekogeniskt, X-mönster, synligt 360° runt nålen
  - Säkerhetsmönster, kort-kort-lång, medför tydlig distinktion av nål och nålspets
  - Samma mönster som single-shot ger enklare handhavande
  - Ytbehandling med låg friktion ger optimerade glideegenskaper
- Kateter-genom-nål-teknik
- Enkel placering av kateter med hjälp av sidoportadapter
  - Perifix® kateterkoppling, Perifix® filter, Perifix® PinPad
  - Omnifix® 5ml Luer-Lock spruta
  - Kateteretikett (nervblockader)
  - 50 cm slangset (DEHP-fri)



Contiplex® Ultrakateter mm	Slipning	Contiplex® Ultra 360® nål				Avd.fp	Artikelnummer
		Diameter		Längd			
		G	mm	inch	mm		
Contiplex® S Ultra 360® set, nål med sidoportadapter, kateterkoppling, Perifix® filter, Perifix® PinPad, Omnifix® 5ml LL 0.45 x 0.85 x 400	20°	18	1.3	2"	50	10	4898650-01
Contiplex® S Ultra 360® set, nål med sidoportadapter, kateterkoppling, Perifix® filter, Perifix® PinPad, Omnifix® 5ml LL 0.45 x 0.85 x 1000	20°	18	1.3	4"	100	10	4898610-01
0.45 x 0.85 x 1000	20°	18	1.3	6"	150	10	4898615-01