





Sårförslutningar Suturtejp

MEDIPLAST® kan erbjuda suturtejp i beige och vitt. Materialet är poröst non-woven med förstärkning. Minskar infektioner och ger ökat stöd för sårkanter. Bättre kosmetiskt resultat. Levereras sterila i peel-pack.

Artikelnummer	Artikelnummer	Benämning	Remсор/ kuvert	Remсор/ inner frp	Remсор/ avd.frp.	Remсор/ trp.frp
Beige, elastisk	Vit, förstärkt					
60701900	60701910	12 x 50 mm	3	150	600	2400
60701901	60701911	3 x 75 mm	5	250	1000	4000
60701902	60701912	6 x 38 mm	6	300	1200	4800
60701903	60701913	6 x 75 mm	3	150	600	2400
60701904	60701914	6 x 100 mm	10	500	2000	8000
60701905	60701915	13 x 100 mm	6	300	1200	4800
60701906	60701916	25 x 125 mm	4	200	800	3200
60701907	60701917	25 x 102 mm	4	200	800	3200



Avd.förp = min.kvant/best