

Sugkyrett

och sugslang-set för vacuumexereser

Helt genomskinlig

Sugkyrett Corisco för engångsbruk är tillverkad helt i genomskinlig plast vilket möjliggör en visuell kontroll av det aborterade materialet.

Roterbart sugrör

Kyrettröret kan roteras 360° runt det fasta, greppvänliga handtaget. Rotationen underlättas av en ”tapp” som dessutom anger kyrettöppningens läge under ingreppet.

Inget blockage

Kyrettens öppning är så utformad, att blockering mycket sällan inträffar. Detta minskar risken för infektion och begränsar blodförlusten eftersom det endast i undantagsfall finns anledning att ta ut kyretten förrän kyrettaget är avslutat.

Optimal och säker effekt

Med rätt tillvägagångssätt är det möjligt att använda 8 mm storlek ända fram till tolfte veckans havandeskap. Kyrettens form gör det möjligt för operatören att känna uteruskavitets väggar så väl, att andra instrument inte behöver användas för att kontrollera att kaviteten tömts. Kyretten levereras 1-stycks sterilförpackad.

Sugslangset till sugkyrett

Sugslangsetet är tillverkat av ftalatfri PVC och försett med ett kopplingsstycke av universaltyp som passar på både flergångs och engångs sugflaskor. Slangen är 2 meter lång. Den är mycket formstabil men ändå smidig till både 8 och 10 mm kyretter. Slangsetet levereras 1-packs sterilförpackat. Fabrikat DX Plastic AB.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



| Art nr | Beskrivning | Avd förp | Trpt förp |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 24080 | Sugkyrett Corisco 8mm, blå | 36 st | 180 st |
| 24100 | Sugkyrett Corisco 10 mm, grön | 36 st | 180 st |
| 9802K | Sugslangset till Sugkyrett Corisco (ø8,8 x 12,8 mm x 2 m) | 36 st | 72 st |