

Produktfaktablad Libresse tunna bindor

Produktegenskaper

Libresse tunna bindor med FRESHPROTECT och ett ultra-andningsbart toppskikt med Airtech®-teknik ger en fräsch känsla. Den unika SecureFit®-tekniken anpassar sig till din kropp för att ge en bekväm passform och hålla sig på plats under användning för ökad läckagesäkerhet. Så att du kan känna dig helt säker när du har mens oavsett vad du gör eller var du är.

Bindorna finns för dag och natt samt med och utan vingar. Bindorna fixeras i åtsittande trosa och sitter säkert på plats med hjälp av en självhäftande klisterremsa. Libresse Ultra är enstycksförpackade. När man ska kasta bindan rullar man in den i plasten och pressar ihop de förlimmade kanterna.

Bindorna är Svanenmärkta, dermatologiskt testade och utan parfym.

Ingående material

YTSKIKT

Material: Proypropylene non-woven
Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Non-woven
Funktion: Sprida urin till hela kärnan

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Absorberande fluffmassa och superabsorbenter
Funktion: Absorbera och magasinera urin

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetylenfilm
Funktion: Hindra genomvätning



3023 0023

Libresse tunna bindor	Längd (mm)	Antal/påse	Antal/kartong	Essity art.nr
Ultra	240	16	16	9436
Ultra+ Wing	240	14	16	9437
Ultra Long+ Wing	284	12	16	9440
Ultra Goodnight+ Wing	320	10	12	5685

