

# Produktfaktablad TENA Fix Bariatric 5-pack

## Användningsområde

TENA Fix Bariatric är en mjuk, bekväm och mycket underklädeslik fixeringsbyxa i polyester/elastan som tål ett stort antal tvättar utan att förlora passform och fixeringsförmåga. Finns i storlek 4XL och 5XL. Den mjuka elastiken och den smidiga, behagliga resåren runt låren ger hög komfort och läckagesäkerhet.

TENA Fix Bariatric har en tydlig märkning på insidan av linningen med information om produktstorlek (både angivet som text och med en unik färg per storlek), ingående material och tvättanvisningar. Det finns också ett utrymme där du kan skriva personlig information.

Mycket tånjbar och mjuk i benöppningarna vilket underlättar på- och avklädning.



Färgkodning, storlek och produktinformation i midjebandet för enkel identifiering



# Produktfaktablad TENA Fix Bariatric 5-Pack

## Utformning

### MATERIAL

Polyester 96%

Elastan 4%

### ANTAL TVÄTTAR

50 tvättar med bibehållen funktion

### TVÄTTRÅD

Kan tvättas i 60°

Kan torktumlas i låg temperatur



## TENA Fix Bariatric 5-pack

Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Latex fri	Essity Art.nr
4XL	140-200	5	100	Ja	75 40 67
5XL	160-230	5	100	Ja	75 40 68

TENA Fix Bariatric är latexfria. Produkterna kan användas fem år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ska ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta. TENA Fix Bariatric är certifierad enligt Oeko-Tex Standard 100.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)



TENA  
an Essity brand