

Produktfakta

Interiörmoppstativ: Stativ som ska användas ihop med interiörmopp art.nr 5185510. Stativet kan böjas och formas precis efter egna önskemål.



Art.nr
8297009

Storlek cm
65

Färg
grå/svart

Vikt gram
122

St/pack
1

Material:

Handtag i PP med kärna av metall och överdrag med skummgummi.

Användningsområde:

Stativ som används ihop med interiörmopp.

Lämpliga städobjekt:

Tvätt och skötsel:

Kan sköljas i varmt vatten.

Krympning:

0%

Miljö/destruktion:

Sorteras som metall och skummgummi/handtag i PP
sorteras som brännbar.

Information i övrigt:

Var vänlig kontakta oss på nedanstående telefonnummer.

Bele® 