



## Lomatuell® Pro

### Salvkompress impregnerad med vaselin- och hydrokolloidhaltig polymermatris

Lomatuell Pro består av en syntetisk gasväv impregnerad med en vaselin- och hydrokolloidhaltig polymermatris. Vid kontakt med sårexsudat bildar hydrokolloidpartiklarna en gel som med vaselinet producerar ett amfifilt sårkontaktskikt. Detta hjälper sår-läkningsprocessen i fuktiga miljöer samt förhindrar vidhäftning i såret.

Nätstrukturen på kompressen ger effektiv dränering av exsudat. Kompressen sörjer samtidigt för en god ventilation av såret. Komplettera med ett absorberande täckförband.

Lomatuell Pro lämpar sig för behandling av ytliga, akuta och kroniska sår.

Enkel och säker användning då båda sidor kan ligga mot såret. Kompressen kan klippas till önskad storlek.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
5x5cm	30 870	10	360
10x10cm	30 871	10	120
10x10cm	30 874	50	450
10x20cm	30 872	10	120
10x30cm	30 873	10	80