



Abbott Rapid Diagnostics AB

November 2020

### **Afinion™ HbA1c Control**

*Art nr: 1116793*

*Varje förpackning innehåller en låg (CI) och en hög (CII) kontroll.*

*Kontroll CI: 1 x 0,5 mL*

*Kontroll CII: 1 x 0,5 mL*

*Analystid: 3 min*

*Provolym: 1,5 µL.*

*Kontrollerna ska användas rumstempererade.*

*Kontroller är färdig spädda och redo att användas.*

*Ingen kalibrering krävs av användaren.*

