

UD KNEE STRAP BLACK

UD Knee Strap är ett smalt knäband med en avlastande vaddering för knäsenan. Bistår med både värme och stöd, vilket ökar blodflödet till området. Används bland annat vid Schlatterknä , hopparknä och patellofemoralt smärtsyndrom.

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ger stöd, kompression och värme till knäleden
- Ökar blodcirkulation och förbättrar muskelkoordination
- Lindrar smärta och stabiliserar ledområdet
- Avlastar trycket vid knäskålssenan

FÖREBYGGER OCH REHABILITERAR

- Patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter och hopparknä
- Överansträngning/-belastning av mjukvävnad
- Knäsmärta, inflammation och slitageskador

UD Knee Strap klassificeras som en medicinsk produkt och säljs styckvis.

MATERIAL & SKÖTSEL

- Cover: Polymide 100%
- Film: 100% TPU
- Lining: Polymide100%
- Padding: 100% Silicone rubber



SIZE	CM	IN
S/M	27-35	10.6-13.8
L/XL	35-43	13.8-16.9

Keep the knee slightly (30°) bent and measure circumference 10 cm below the patella.

