



## B. Braun Injektionskanyler och Sprutor

Pålitlig prestanda i en rad olika alternativ

### Sterican® Injektionskanyler

#### Standard injektionskanyler

- Injektionskanyl med tunn vägg för optimalt flöde
- Färgkodad avdelningsförpackning för snabb identifikation på storlek
- Brett sortiment för olika ändamål i enlighet med ISO 7864/DIN 13097

### Omnifix® Solo Sprutor

#### 3-komponentsprutor för engångsbruk

- Dubbla tätningssringar för långsam-/ jämn aspiration och hindrar läckage bakåt
- Högtransparent cylinder – tydlig svart gradering
- Säker kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- PVC-fri och latex-fri



#### Konfigurationer

- 1ml till 100ml
- Graverat skaltryck
- Standard, findosering, insulin och spruta med kateterkona
- Luer lock, Luer fattning och Excentrisk Luer, kateterspets

#### Material

- Cylinder och kolv: Polypropen
- Kolvstopp: Polyisopren
- PVC-fri och latex-fri

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Beställningsinformation

## Injektionskanylar

Artikelnummer	Beskrivning	Avd.fp.
% &! \$%	" ) 8ç" #! i %& ^ ^	"!!
% ' &" #!	" ) 8ç" #! i %& ^ ^ D3	"!!
% ' ( " # \$	" ) 8ç" #! i & ^ ^ D3	"!!
% ' &\$" (	" * 8ç" ç! i \$! ^ ^	"!!
% &( (**	" * 8ç" ç! i %& ^ ^	"!!
% ' &" #	" * 8ç" ç! i %& ^ ^ D3	"!!
% ' &&" "	" * 8ç" ç! i & ^ ^	"!!
% &&! "	#! 8ç! ç! i #& ^ ^	"!!
% &&* "	#! 8ç! ç! i %& ^ ^	"!!
% ' (! * \$	#! 8ç! ç! i & ^ ^ D3	"!!
% ' &*" "	#! 8ç! ç! i (! ^ ^	"!!
% &&/\$	#" 8ç! ç! i #& ^ ^	"!!
% &&#(	#" 8ç! ç! i %& ^ ^	"!!
% ' && \$	#" 8ç! ç! i & ^ ^	"!!
% ' &% &	#" 8ç! ç! i )! ^ ^	"!!
% ' & % \$	#" 8ç! ç! i " #! ^ ^	"!!
% &' # %	##8ç! ç! i \$! ^ ^	"!!
% ' !! #"	##8ç! ç! i %& ^ ^	"!!
% &! " )	##8ç! ç! i & ^ ^	"!!
% &' ' (	#\$8ç! ç! i #& ^ ^	"!!
% &' %	#\$8ç! ç! i \$! ^ ^	"!!
% ' &!!	#\$8ç! ç! i ' ! ^ ^	"!!
% ' & \$&	#\$8ç! ç! i )! ^ ^	"!!
% &' (&	##8ç! ç! i #& ^ ^	"!!
% &(& &\$	##8ç! ç! i "' ^ ^	"!!
*)" ' " &	##8ç! ç! i #& ^ ^	"!!
9186166	25G, 0,50 x 40 mm	100
4665457	26G, 0,45 x 12 mm	100
4657683	26G, 0,45 x 25 mm	100
4665406	27G, 0,40 x 12 mm	100
4657705	27G, 0,40 x 20 mm	100
9186174	27G, 0,40 x 25 mm	100
9186182	27G, 0,40 x 40 mm	100
9180109	21G, 0,80 x 22 mm Trubbig	100
9180117	21G, 0,40 x 25 mm Trubbig	100
4656300	30G, 0,30 x 12 mm	100
4665473	14G, 2,10 x 80 mm	100

## Sprutor

Artikelnummer	Beskrivning	Avd.fp.
*" ' (!! ' G	" ^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " (! #* G	#^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' ! ##G	#^ ] =D 4V_edVcRU	"!!
% " (! ##G	\$^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' ! #&G	\$^ ] =D 4V_edVcRU	"!!
% " (! &\$G	&^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' ! & G	&^ ] =D 6i TV_ecZl	"!!
% " ( !! G	" ! ^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' ! \$G	" ! ^ ] =D 6i TV_ecZl	"!!
% " ( #! G	#! ^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' #! G	#! ^ ] =D 6i TV_ecZl	"!!
% " ( \$! G	\$! ^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ( \$! ) 7	\$! ^ ] =D 6i TV_ecZl	"!!
% " ( & * 7	& ^ ] = 4V_edVcRU	"!!
% " ' & # 7	& ^ ] =D 6i TV_ecZl	"!!
% " \$& \$ 7	50ml Kateterspets	"!!
% " %! \$ 7	"!! ^ ] <ReZaVed ^ VU Jf VcRUa/c	"!!

## Tuberkulin/Heparin Sprutor

*" ' " % ' G	" ^ ] Ef Svçf ] Z _D	"!!
*" ' # ' ! ( G	" ^ ] 9VaRz _D	"!!



Besök vår hemsida [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

341 3C % Z/#+ \* + (