


ProSense



Lakansskydd "JULIA"

Lakansskyddet är av högabsorberande material med ett spärrskikt som "andas" kroppsvärmen, men är ändå helt vätsketätt. Skyddet är laminerat vilket gör det starkt och resulterar även i en slät bäddyta, vilket minskar risk för t.ex. trycksår. Lakansskyddet är färgkodat för att brukare/personal lätt ska kunna avgöra vilken sida som ska vara upp respektive ner i sängen (anvisning finns på tvättdapp). Lakansskyddet har bäddflikar som bäddas under madrassen och gör att skyddet ligger på plats i sängen.



Benämning:	ProSense Lakansskydd "JULIA" - med bäddflikar
Varumärke:	ProSense
Art. nr:	60001
Liggyta: Längd (cm) x Bredd (cm)	85 x 90
Totalyta: (cm) (med bäddflikar)	85 x 190
Bäddflikar:	Ja
Material liggyta:	50% Bomull, 50% Polyester (vit ovansida)
Material undersida:	100% Polyester (blå undersida)
Material bäddflikar:	50% Bomull, 50% Polyester
Spärrskikt:	Polyuretan
Absorbtionsskikt:	95% Polyester, 5% Rayon
Abs kapacitet SS8760033:2015: (ml)	1790
Antal / frp:	3 st
Vikt: (g)	Ca. 432
Produktinformation:	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning, förvaras i rumstemperatur. Produkten innehåller ingen PVC eller Latex.
Tvättråd:	Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet omgående sköljas i kallt vatten. 
Antal tvättar (hushållstvätt):	Ca. 450 st
Användning:	Flergångsskydd avsett för skydd i sängen vid risk för läckage. Bädda ALLTID in bäddflikarna. OBS! Lakansskyddet är ej anpassat för att lyfta personer med.



Se till att sömmar och material är hela och felfria. Vid tecken på slitage och fel skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål som avger hög värme.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37
355 72 Ingelstad



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37 | 355 72 Ingelstad
Support 0703-320 737 | info@prosense.se
www.ProSense.se