

# ProSense

Fixeringsförband


## Huvudbandage "HeadFix"

Elastiskt snabbbandage för olycksfall med huvudskador, sårbandage efter operation, akut och ambulans.

Öppet för ansiktet och lätt att applicera.

Används endast på intakt hud.

Storleksmarkering visas med färgade trådar (se nr.1).



1

Benämning:	ProSense Huvudbandage	
Varumärke:	ProSense HeadFix	
Storlek	S / Liten:	Art.nr: 50001
Storlek	M / Medium:	Art.nr: 50002
Storlek	L / Stor:	Art.nr: 50003
Storlek	XL / X-Stor:	Art.nr: 50004
Färgkod storlek	S / Liten:	● Gul
Färgkod storlek	M / Medium:	● Blå
Färgkod storlek	L / Stor:	● Brun
Färgkod storlek	XL / X-Stor:	● Grön
Material:	60% Polyamid, 18% Elastan, 16% Bomull, 6% Polyester	
Antal / frp:	10 st	
Antal / Transport frp:	100 st (10x10 st)	
Produktinformation:	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning, förvaras i rumstemperatur. Produkten innehåller ingen PVC eller Latex.	
Tvättråd:		
Antal tvättar:	ca. 25 st	
Användning och bruksanvisning:	Elastiskt huvudförband som fixerar alla typer av förband och kompress. Högelastiskt vilket kan minska risken för stas. Finns i fyra olika storlekar från barn till vuxen. Färgkodad för att enkelt hitta rätt storlek.	



Se till att sömmar och material är hela och felfria. Vid tecken på slitage och fel ska produkten kasseras. Placera ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål som avger hög värme. Vid allvarliga fel kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:  
Tjugohundra 18 AB  
Torsjövägen 37  
355 72 Ingelstad



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Tjugohundra 18 AB  
Torsjövägen 37 | 355 72 Ingelstad  
Support 0703-320 737 | info@prosense.se  
www.ProSense.se