



Blodtr manschett Omron

svart M6 Comfort Intelli W

Lev art nr/REF: 347-2550-13

Leverantör: SundMed AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
347-2550-13	HEM-FL31

Produktbeskrivning

Omron M6 Comfort är utrustad med Intelli Wrap Cuff technology som stödjer 360 graders träffsäkerhet runt hela överarmen.

- Intellisense technology – för blodtrycksmätning utan smärta och tryck.
- Strokesskydd
- Kliniskt valideras
- Blodtrycksindikator – varnar för höga värden.
- Varnar för ojämn hjärtrytm
- Funktion för att se genomsnittliga värden för mornar och kvällar.
- Minneskapacitet – 2x100
- Förvaringspåse medföljer

