



PRODUKTBLAD  
För sjukvårdspersonal

# MIC\* Gastrostomikateter för enteral nutrition

- MIC\* Gastrostomikateter är tillverkade i mjuk och vävnadsvänlig silikon för bästa acceptans och komfort.
- MIC\* Gastrostomikateter är godkänd för "First placement" det innebär att den är godkänd som första produkt att läka stomakanlen vid anläggande.
- Secur-Lok\* – skjutbar ring för säker yttre fixering mot huden – med ventilationshål och tryckavlastning för minskad hudirritation.
- Centimetergraderingar på gastrostomikatetern för verifikation av läget och en tydlig röntgen-tät tråd.
- Helt innesluten distal spets i kuffen (14-24 Fr) och avrundad konformad spets för smidig insättning.
- MIC\* Gastrostomikateter har tydlig märkt ballonginfart BAL och för mat FEED.
- Kan användas för tömning av ventrikeln.

**MIC\* Gastrostomikateter finns i två olika utföranden, med och utan extraport och i flera storlekar**

## MIC\* Bolus ENFit

STORLEK I FR	VARUNUMMER	REK. MÄNGD VATTEN I BALLONG/KUFF
12 Fr	8110-12 LV	3–5 ml
14 Fr	8110-14 LV	3–5 ml
16 Fr	8110-16 LV	3–5 ml
18 Fr	8110-18	7–10 ml
20 Fr	8110-20	7–10 ml
22 Fr	8110-22	7–10 ml
24 Fr	8110-24	7–10 ml

## MIC\* G med extraport ENFit

STORLEK I FR	VARUNUMMER	REK. MÄNGD VATTEN I BALLONG/KUFF
12 Fr	8100-12 LV	3–5 ml
14 Fr	8100-14 LV	3–5 ml
16 Fr	8100-16 LV	3–5 ml
18 Fr	8100-18	7–10 ml
20 Fr	8100-20	7–10 ml
22 Fr	8100-22	7–10 ml
24 Fr	8100-24	7–10 ml



MED-2021-0016 Feb 2021

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. \*TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com  
www.gastrostomi.se

