



För ytterligare information,
var god se bipacksedel.

Perfekta® Super

Högelastisk kompressionsbinda

Högelastisk kompressionsbinda av hög kvalitet. Bindan har 155% elasticitet och är därför lätt att applicera och att variera i sin kompressionseffekt.

Den robusta väven ger en optimal högelastisk effekt och är lämpad som stöd och avlastning inom såväl traumatologi och idrotts-hälsövård, som trombosprofylax och för patienter med venös insufficiens. Bindorna är motståndskraftiga mot yttre påverkan, sårsekret, blod mm.

Bindan är hudvänlig, luftgenomsläpplig och mycket behaglig att bära.

Material:

63% bomull, 28% polyamid och 9% elastan. Bindan är latexfri. Förbandsklämma av aluminium och elastodien täckt med polyester.

Elasticitet:

155%

Tvätt:

Bindan kan tvättas i 95° C. Garanti 10 tvättar om instruktionerna följs. Tvättråd finns på bindorna.

Sterilisering:

Steriliseras i autoklav enligt ISO 17665 (134° C/ 7 min).

Längder:

Angiven längd är sträckt längd.

Skillnaden mellan Perfekta Strong och Perfekta Super är elasticiteten och materialinnehållet samt att Perfekta Super har en slätare yta.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Individuellt förpackade			
6 cm x 5 m	105930	1	50
8 cm x 5 m	105931	1	50
10 cm x 5 m	105932	1	50
12 cm x 5 m	105933	1	50
10 cm x 7 m	105926	1	50
10 cm x 10 m	105934	1	32
12 cm x 10 m	105935	1	32
Bulk			
6 cm x 5 m	105936	10	150
8 cm x 5 m	105937	10	100
10 cm x 5 m	105938	10	100
12 cm x 5 m	105939	10	100
10 cm x 7 m	105927	8	80
12 cm x 7 m	105928	8	80
10 cm x 10 m	105940	10	100