


Laparoskopiskt sug- och spolset


Truly customized laparoscopic solutions



Laparoskopiskt sug- och spolset konstruerat för effektiv och enkel aspiration och spolning under laparoskopier. Det håller bukhålan fri från vätskor och blod och gör att ingreppet blir säkert och effektivt.

- Ergonomisk design. Vinkelstycket kan hanteras med båda händerna.
- Transparent vinkelstycke för fri sikt
- Envägsventil som förhindrar återflöde av vätska
- Mjuk DEHP-fri slang med lågt vridmoment för enkel hantering
- Finns i två längder – 33 cm och 45 cm
- Dubbel koppling till spolpåsar för högsta flexibilitet
- Färg- och bokstavskodade knappar för tydlig identifiering av funktioner
- Proximal spolning förhindrar stopp i vätskeflödet
- Proximal tätning ger möjlighet att sätta in 3 mm-instrument och undvika läckage av CO₂/vätska
- Matt skaft förhindrar bländning och reflektion
- Distala laterala hål och en atraumatisk spets för att förhindra skador på kroppsvävnad

Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i ProcedurePak[®] kundanpassade set



Sug- och spolset.



Sug- och spolset - vinkelstycke.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Längd	Avd Fp
899107	Sug- och spolset med dubbelkoppling	5 mm	33 cm	10
899108	Sug- och spolset med dubbelkoppling	5 mm	45 cm	10
899109	Sug- och spolmunstycke	10 mm	33 cm	10

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HGSU0097