



Solus™

Ett omfattande sortiment av larynxmasker



Luftväg - larynxmasker

Solus™ larynxmasker

Intersurgical erbjuder ett omfattande sortiment av larynxmasker för engångsbruk.

Produkterna är utformade för att användas vid olika kliniska situationer. Hela sortimentet är latexfritt och varje produkt förpackas sterilt i enskild förpackning.

Tydlig information

All väsentlig information är tydligt markerad och synlig



Liten friktion

För atraumatisk användning

Klassiskt utformad kuff

för pålitlig funktion

Integrerad slang till kuffen

slangen är integrerad i tuben vilket minskar risken för skada

Ventil av hög kvalitet

Säkerställer att kuffen håller tätt



Video för handhavande på www.intersurgical.se



Solus™ Standard

Tillverkad av noggrant valda material av hög kvalitet för att vara robust och skapa flexibilitet för användaren. Produkterna är avsedda att fungera vid en stor variation av kliniska tillämpningar, även barnanestesi. Brett sortiment från neonatal till flera vuxenstorlekar



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005000	Solus Standard, L vuxen	5	70+kg	20
8004000	Solus Standard, M vuxen	4	50–70kg	20
8003000	Solus Standard, S vuxen	3	30–50kg	20
8025000	Solus Standard, barn	2.5	20–30kg	20
8002000	Solus Standard, barn	2	10–20kg	20
8015000	Solus Standard, spädbarn	1.5	5–10kg	20
8001000	Solus Standard, neonatal	1	<5kg	20



Solus™ Satin

Solus Satin är en larynxmask för engångsbruk som har mjukare skaft för att göra den mer böjbar och flexibel.



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005003	Solus Satin, L vuxen	5	70+kg	20
8004003	Solus Satin, M vuxen	4	50–70kg	20
8003003	Solus Satin, S vuxen	3	30–50kg	20

Solus™ för MR

Produkterna är utformade med en ventil som är fri från metall och därmed inte stör utrustning för MR. Ventilen av plast är robust och lika pålitlig som ventilen som används i övriga Solus-produkter.



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005002	Solus MR, L vuxen	5	70+kg	20
8004002	Solus MR, M vuxen	4	50–70kg	20
8003002	Solus MR, S vuxen	3	30–50kg	20
8025002	Solus MR, barn	2.5	20–30kg	20
8002002	Solus MR, barn	2	10–20kg	20
8015002	Solus MR, spädbarn	1.5	5–10kg	20
8001002	Solus MR, neonatal	1	<5kg	20

Solus™ Curve

Solus Curve är en förböjd larynxmask för de användare som har behov av det.



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005050	Solus Curve, L vuxen	5	70+kg	20
8004050	Solus Curve, M vuxen	4	50–70kg	20
8003050	Solus Curve, S vuxen	3	30–50kg	20

Solus™ Flexible

Solus Flexible har armerad tub och är anpassad för att användas vid vissa ingrepp som till exempel tandkirurgi och ögonkirurgi. Då kan tuben behöva böjas för att säkerställa kirurgisk tillgänglighet. Den armerade tuben skapar flexibilitet utan att den knickas eller oavsiktligt positioneras om under ingreppet vilket minimerar risken att luftväg störs.



Förfrågan

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Vikt	Förpackningsstorlek
8005001	Solus Flexible, L vuxen, armerad	5	70+kg	20
8004001	Solus Flexible, M vuxen, armerad	4	50–70kg	20
8003001	Solus Flexible, S vuxen, armerad	3	30–50kg	20
8025001	Solus Flexible, barn, armerad	2.5	20–30kg	20
8002001	Solus Flexible, barn, armerad	2	10–20kg	20

 Alla förpackas sterila och styckförpackade



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004

Skriv bara ut om du behöver
Save energy and paper.
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS6.1 SE • Issue 11 02.17