

SELEFA® Platta gasvävstorkar, sterila

REF: 222252

SELEFA® Platta gasvävstorkar, sterila, är högabsorberande kompresser för ett brett användningsområde, till exempel: hudrengöring, sårrengöring, avtorkning, absorbering av vätska och fukt, skydd, desinfektion osv. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv. Den kompakta veckningen håller formen på produkten stabil. Gasvävstorkar i dessa små storlekar är lämpliga för olika tillämpningar där sterilitet också krävs, som rengöring av små sår och skrubbsår, mindre operationsförberedelser, borttagning av smuts osv.

Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ Vikta kanter för att förhindra lösa trådar.
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 17 trådar per cm²




| REF | Beskrivning | Storlek | Antal dispenser/transport kartong |
|--------|--|---------|-----------------------------------|
| 222252 | Platta gasvävstorkar, 5-pack, sterila, Vit | 30x30mm | 250 / 5000 |

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 14079, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

| Komponent | Råmaterial och egenskaper |
|-----------|---------------------------|
|-----------|---------------------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Huvudmaterial | 100 % bomullsväv, vit |
|---------------|-----------------------|

Varningar och rekommendationer

| | |
|-----------------------------------|--|
| Varningar | Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. |
| Förvaringsrekommendationer | Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. |
| Avfallshantering | Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter |
| Hållbarhetstid | 5 år |

Förpackningsinformation

| Förpackning | Material | Storlek (L x V x H) mm |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Enhetsförpackning | Medicinskt papper, PP/PE film | 98 x 116 |
| Dispenserförpackning | Kartong, TCF eller ECF kvalitet | 237 x 100 x 116 |
| Transportförpackning | Kartong, TCF eller ECF kvalitet | 595 x 245 x 415 |
| Förpackningstejp | PVC-fri, Transparent | N/A |

Streckkod / UDI-DI

| REF | Enhetsförpackning | Dispenserförpackning | Transportförpackning |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 222252 | 06438129154252 | 06438129354256 | 06438129554250 |

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.