

SELEFA® Optimia platta gasvävstorkar

REF: 222052

SELEFA® Optimia platta gasvävstorkar är högabsorberande kompresser med ett brett användningsområde, till exempel: hudrengöring, sårrengöring, avtorkning, absorbering av vätska och fukt, skydd, desinfektion osv. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv. Den kompakta veckningen håller formen på produkten stabil. Gasvävstorkar i dessa små storlekar är lämpliga för olika tillämpningar, som rengöring av små sår och skrubbsår, mindre operationsförberedelser, borttagning av smuts osv.

Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ Vikta kanter förhindrar lösa trådar
- ▶ Kan steriliseras med etylenoxid
- ▶ 17 trådar per cm²



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222052	Optimia platta gasvävstorkar, 100-pack, icke-sterila, Vit	30x30mm	1000 / 10000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Huvudmaterial

100 % bomullsväv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	PE påse, Transparent	170 x 210
Dispenserförpackning	PE påse, Transparent	270 x 400 x 0
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	3395 x 290 x 360
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
222052	06438129154245	06438129354249	06438129554243

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.