

SELEFA® Optimia runda gasvävstorkar

REF: 222021, 222022, 222023, 222024

SELEFA® Optimia runda gasvävstorkar, icke-sterila, är högabsorberande torkdukar med ett brett användningsområde, till exempel: hudrengöring, sårrengöring, avtorkning, absorbering av vätska och fukt, skydd, desinfektion osv. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv. Den kompakta veckningen håller formen på produkten stabil.

Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ Kan steriliseras med etylenoxid
- ▶ 17 trådar per cm²



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222021	Optimia runda gasvävstorkar, icke-sterila, Vit	Ø 30mm	200 / 3600
222022	Optimia runda gasvävstorkar, icke-sterila, Vit	Ø 40mm	150 / 2700
222023	Optimia runda gasvävstorkar, icke-sterila, Vit	Ø 50mm	100 / 1800
222024	Optimia runda gasvävstorkar, icke-sterila, Vit	Ø 65 mm	100 / 1400

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 14079

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	100 % bomullsväv, vit
Elastisk ring	Silikonbaserad resår

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	PE påse, Transparent	222021: 270 x 390 x 104 222022: 270 x 390 x 0 222023: 270 x 390 222024: 400 x 500 x 0
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222021: 395 x 290 x 420 222022: 395 x 290 x 420 222023: 395 x 290 x 540 222024: 395 x 290 x 540
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
222021	N/A	06438129354065	06438129554069
222022	N/A	06438129354072	06438129554076
222023	N/A	06438129354089	06438129554083
222024	N/A	06438129354096	06438129554090

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.