

## SELEFA® Tamponeringsbandage, röntgendetekterbart, sterilt

REF: 222063, 222064, 222065, 222066, 222067, 222068, 222069, 222070, 222071, 222072, 222073, 222074, 222075, 222076, 222077

SELEFA® Tamponeringsbandage, röntgendetekterbart, sterilt är tillverkat av gasväv som uppfyller kraven i standarden SS-EN 14079, vilket innebär att bandaget är mjukt och har goda absorberande egenskaper. Tillverkad av miljövänliga blekta bomullsfibrer. Ökad säkerhet för patienten garanteras genom de vävda kanterna som eliminerar risken för lösa trådar. De kan användas för dränering av vätskor eller blod under polikliniska ingrepp och kirurgiska ingrepp samt för desinfektion av operationsområdet.

### Egenskaper

- ▶ Vävda kanter förhindrar att lösa trådar dras ut
- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Peroxidblekt gasväv
- ▶ Röntgentråd invävd i gasväven
- ▶ Låg luddning
- ▶ Olika storlekar gör det möjligt att välja absorptionsnivå efter individuella behov
- ▶ Innehåller en markör som kan detekteras med röntgen för att underlätta upptäckt av enheten och minska risken för att bandaget glöms kvar i kroppen
- ▶ Vävd med en densitet på 48 trådar/cm<sup>2</sup>




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222063	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	1 x 50cm	10 / 120
222064	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	1 x 100cm	10 / 120
222065	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	1 x 200cm	10 / 120
222066	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	1 x 500cm	10 / 120
222067	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	2 x 50cm	10 / 120
222068	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	2 x 100cm	10 / 120
222069	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	2 x 200 cm	10 / 120
222070	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	2 x 500cm	10 / 120
222071	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	5 x 50 cm	10 / 120
222072	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	5 x 100cm	10 / 120
222073	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	5 x 200cm	10 / 120
222074	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	5 x 300cm	10 / 120
222075	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	5 x 500cm	10 / 120
222076	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	10 x 100cm	10 / 120
222077	Tamponeringsbandage, röntgentråd, 32 trådar, bomull, enhetsförpackning, sterilt, Vit	10 x 300cm	10 / 120

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



**REACH förordning:**

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

**Biologisk utvärdering:**

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

**I enlighet med legala krav:**

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

**Uppfyller produktstandard:**

EN ISO 11135, EN 14079

**Kvalitetsstandarder:**

EN ISO 13485

**Etiketter och förpackningskrav:**

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Gasväv	100 % bomull, 48 trådar/cm <sup>2</sup> , vit
Röntgentråd	PP, DEHP-fri, PVC-fri, ftalatfri röntgentråd (med bariumsulfat), blå

## Varningar och rekommendationer

**Varningar** Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Kontrollera alltid antalet artiklar innan användning. Om antalet ej överensstämmer med det angivna antalet på förpackningen, använd ej produkten.

**Förvaringsrekommendationer** Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

**Avfallshantering** Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

**Hållbarhetstid** 5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	222063: 78 x 122
		222064: 78 x 122
		222065: 78 x 122
		222066: 78 x 122
		222067: 78 x 122
		222068: 78 x 122
		222069: 78 x 122
		222070: 78 x 122
		222071: 98 x 116
		222072: 98 x 116
		222073: 98 x 116
		222074: 98 x 116
		222075: 98 x 116
222076: 133 x 175		
222077: 133 x 175		
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222063: 80 x 124 x 52
		222064: 80 x 124 x 52
		222065: 80 x 124 x 102
		222066: 80 x 124 x 102
		222067: 80 x 124 x 52
		222068: 80 x 124 x 52
		222069: 80 x 124 x 152
		222070: 80 x 124 x 152
		222071: 102 x 128 x 52
		222072: 102 x 128 x 52
		222073: 102 x 128 x 152
		222074: 102 x 128 x 152
		222075: 102 x 128 x 202
222076: 135 x 177 x 52		
222077: 135 x 177 x 152		
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222063: 195 x 385 x 125
		222064: 195 x 385 x 125
		222065: 195 x 385 x 225
		222066: 195 x 385 x 225
		222067: 195 x 385 x 125
		222068: 195 x 385 x 125
		222069: 195 x 385 x 325
		222070: 195 x 385 x 325
		222071: 230 x 395 x 125
		222072: 230 x 395 x 125
		222073: 230 x 395 x 325
		222074: 230 x 395 x 325
		222075: 230 x 395 x 425
222076: 290 x 385 x 175		
222077: 290 x 385 x 415		

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
222063	06438129154443	06438129354447	06438129554441
222064	06438129154450	06438129354454	06438129554458
222065	06438129154467	06438129354461	06438129554465
222066	06438129154474	06438129354478	06438129554472
222067	06438129154481	06438129354485	06438129554489
222068	06438129154498	06438129354492	06438129554496
222069	06438129154504	06438129354508	06438129554502
222070	06438129154511	06438129354515	06438129554519
222071	06438129154528	06438129354522	06438129554526
222072	06438129154535	06438129354539	06438129554533
222073	06438129154542	06438129354546	06438129554540
222074	06438129154559	06438129354553	06438129554557
222075	06438129154566	06438129354560	06438129554564
222076	06438129154573	06438129354577	06438129554571
222077	06438129154580	06438129354584	06438129554588

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.