



MEDICINSKÅP

Medicinskåp - Spri TYP B2



Medicinskåp - Spri TYP B2

Standardutförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och kant med Alu 3D kantlist.

Rygg av vitlackerad board.

Medicinskåpet går, som tillval, att få i andra utförande.

Kontakta Careco för offert.



Skåpinredning


Med skåpet följer som standard:

- Utdragbar arbetsskiva
- Fem avdelningsbara medicinpack, monterade på luckan.
- Flyttbara medicinhyllor, U-formad eller lutande med plexilist.
- Förvaringshyllor i nedre delen av skåpet.

Låsning

Låshuset som medföljer är ett Assa 1596 och kan fås med huvudnyckelsystem.

Kort och kodlås kan även fås på begäran.



* Höjd inkl. sockel

	Bredd	Djup	*Höjd	Art. nr	
U-hyllor	600	450	2100	860602-1	Standardsockel, höjd 150mm
	600	450	2100	860602-2	Standardsockel, höjd 150mm
	600	450	2100	860602-1-I	Integrerad sockel för fristående placering.
	600	450	2100	860602-2-I	Integrerad sockel för fristående placering.
Lutande hyllor	600	450	2100	860602-1-L	Standardsockel och lutande hyllor
	600	450	2100	860602-2-L	Standardsockel och lutande hyllor
	600	450	2100	860602-1-I-L	Integrerad sockel för fristående placering och lutande hyllor
	600	450	2100	860602-2-I-L	Integrerad sockel för fristående placering och lutande hyllor

www.careco.se