

Qufora[®] Tillbehör

Fixeringsband | Urinpåhängare | Golvställning

Hållbar. Enkel att använda.

Qufora[®] tillbehören är praktiska och hållbara produkter som är utformade för enkel användning.

PRODUKTEGENSKAPER

- ▶ **Qufora[®] fixeringsband** är utformade till benpåsar. De har två knappar och silikonskydd og fästs med kardborreband. De ger en diskret lösning för att bära en urinpåse under kläder.
- ▶ **Qufora[®] urinpåhängare** är avsedd för upphängning av urinuppsamlingspåse. Hängaren är lätt att hänga på sängkanten. Passar urinpåsar upp till 2 liter.
- ▶ **Qufora[®] golvställning** levereras med fyra små krokar, vilket gör det enkelt att hänga en sängpåse på den.

Fixeringsband



Urinpåhängare



Golvställning



QUFORA[®] TILLBEHÖR

REF	Beskrivning	Mått	Antal AVDFP (låda)	Antal TRPPF
21100301	Fixeringsband till benpåsar. 1 par med kardborreband silikon halk-skydd och 2 knappar/band. Tvättbara i 60°C.	3,0 x 60,0 cm	10 par	100 par
21100101	Urinpåhängare. Kan rengöras / desinficeras i en diskdesinfektor i 3 minuter vid 90°C. Regelbunden tvätt i tvål och vatten; Kombinera med att torka med Alkohol.	7,0 x 15,5 cm	5	50
9991-0003	Golvställning. Kan vikas platt när den inte används.	46,5 x 20,5 cm	1	20

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com

Qufora[®] Tillbehör

Fixeringsband | Urinpåhängare | Golvställning

Hållbar. Enkel att använda.

MATERIAL

Fixeringsband	Elastisk band: Nylon + Elastane
Knappar	ABS
Anti-slip	Silikon
Kardborreband	Nylon
Tvättetikett	PE
Urinpåhängare	PP/POM
Golvställning	PP

FÖRPACKNING

Styckförpackning:

- Fixeringsband PP
- Urinpåhängare PP
- Golvställning Kartong

Avdelingsförpackning låda	Kartong
Transportförpackning låda	Korrugerad Kartong
Bruksanvisning	Ingen
Hållbarhet	Fem (5) år

Förvaring

Förvaras torrt vid temperaturer mellan 0°C och 35°C; skyddad från direkt solljus; luftfuktighetsnivå max 80%, får ej utsättas för hårt tryck.

PRODUKTKLASSIFICERING

Medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR 2017/745 Klass I

TILLÄMPLIGA STANDARDER

ISO 13485	Quality Management System
GMDN	Fixeringsband: 38861; Urinpåhängare: 41052; Golvställning: 41052

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com