



SJÄLVHÄFTANDE ABSORPTIONSDUK




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
706100	Självhäftande absorptionsduk, 55x70cm	40/80

SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
706300	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x50cm	50/300
706400	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 50x50cm	65/390
706500	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x75cm	35/210
706700	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x100cm	28/168
706900	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 100x100cm	43/86
707500	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x75cm, 2 st	34/204
906677	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 90x75cm	32/192

SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER FÖRSTÄRKT



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
706800	Självhäftande OP-handduk 90x75cm, förstärkt	42/84

SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER FÖRSTÄRKT



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
66001	OP-handduk med elastiskt självhäftande kanter, 90 x 75 cm, förstärkt	22/132