



## Appliceringsflaska Jontec Tens

500 ml

Lev art nr/REF: 7513980

Leverantör: Diversey Sverige AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
7513980	7513980

### Produktbeskrivning

Appliceringsflaska till Jontec Tensol

För applicering av produkt. 500 ml

- Hållbar screentryckt flaska
- Ingen etikett som kan lossna
- Med appliceringspip
- Återfyllningsbar

Antal/transportförpackning: 6

Enhet: ST