



## Appliceringsflaska Sprint Glas

500 ml

Lev art nr/REF: 7514006

Leverantör: Diversey Sverige AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
7514006	7514006

### Produktbeskrivning

Appliceringsflaska till Sprint Glass  
För applicering av produkt. 500 ml.

- Hållbar screentryckt flaska
- Ingen etikett som kan lossna
- Med appliceringspip
- Återfyllningsbar

Antal/transportförpackning: 6

Enhet: ST