

Bomull

BP0001-00

1000g bomull

Bredd 25 cm



- Högabsorberande 100% ren bomull för medicinskt bruk
- Tillverkad enl. Europafarmakopén
- Förädlad och förpackad i Europa
- Lämplig för rengöring av hud
- Ej för sårrengöring eller förband direkt på skadad hud
- Ej steril

Förpackning

Förpackad i plastpåse av PE. Sorteras som mjukplast
1000 g per förpackning

Riktvärde

pH värde	4,4-8,2
Främmande fibrer	enstaka
Absorptionskap.	>23g/g bomull
Sjunktid	<10 sek
Micronaire	>3,5
Vattenhalt	6-8 %