

SALVEQUICK

BLUE DETECTABLE FINGERTOPP/ NORMAL PLÅSTER

Särskilt avsedda för användning inom livsmedelsindustrin. Plåstren är detekterbara och upptäcks av de flesta metalldetektorer. Den blå färgen gör att plåstren också är lätta att upptäcka visuellt. Plåstren är allergitestade. De är lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda.

- Plåster av högkvalitet
- Detekterbara plåster upptäcks av de flesta metalldetektorer
- Blå plåster lätta att upptäcka
- Allergitestade plåster



Salvequick Blue Detectable Fingertopp/Normal Plåster REF 51030126

Innehåll: Varje refill innehåller 30 plåster
(15 st 63x39 (22) mm och 15 st 72x19 mm) 6 refiller/ask.

Salvequick Plåster och Plåsterautomater är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. I automaterna sitter refillerna fastlåsta för att förhindra svinn. Automaten laddas snabbt och enkelt om med hjälp av en specialnyckel.