

## PRODUKTINFORMATION - TRAKEOSTOMIKANYL



### SILIKON, BIVONA®

- Mjuk, vävnadsvänlig vit silikon, 100% fri från PVC och DEHP
- Belagda med "super slick", en skyddande beläggning
- 15 mm ISO standard konnektor
- 105° kurvatur
- Flexibel krage med information
- Vitfärgad låsbar obturator med innerlumen för ledare
- Storlek 7-9 kan användas med och utan den flexibla innerkanylen som måste beställas separat



Benämning	Storlek (mm)	O.D (mm)	Art nr	Avdfp/st
Bivona® okuffad silikon trakeostomikanyl	5,0	7,4	60A150	1
Bivona® okuffad silikon trakeostomikanyl	6,0	8,8	60A160	1
Bivona® okuffad silikon trakeostomikanyl	7,0	10,0	60A170	1
Bivona® okuffad silikon trakeostomikanyl	8,0	11,0	60A180	1
Bivona® okuffad silikon trakeostomikanyl	9,0	12,3	60A190	1

### Varje förpackning innehåller;

- 1 st trakeostomikanyl med obturator
- 1 st avmonteringsgaffel
- 1 st bomullsband
- 1 st REDCAP

**Smiths Medical Sverige AB**  
Box 1143, 164 22 Kista  
Tlf. 08 - 594 772 50  
Fax.08 - 594 772 69  
info.sweden@smiths-medical.com  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)