

Vi hanterar delar av Noax Sys sortiment i Sverige. I första hand gäller det deras transportförpackningar för smittosamma prover. Noax Sys är en av få bolag i världen som tillverkar certifierade transportburkar och förpackningar för smittosamma ämnen och prover. Produkterna är förpackningar för diagnostiska prover och annat farligt gods enligt ADR, IATA/DGR, ICAO-TI, UN3373 och UN2814.

**Artikelnummer Produkt**

*Provlådor Längd x Bredd x Höjd 28 x 18 x 13,5 (cm)*

324.4002.1	Provlåda 650A Standard m. korthållare
324.4002.2	Provlåda 650A Variant m. inre korthållare
324.4002.3	Provlåda 650A Variant m. två korthållare





*Provlådor Längd x Bredd x Höjd 33 x 25 x 16 (cm)*

324.4003.1	Provlåda 650B Standard m. korthållare
324.4003.2	Provlåda 650B Variant m. inre korthållare
324.4003.3	Provlåda 650B Variant m. två korthållare
324.4003.4	Provlåda 650B Variant m. tre korthållare



*Insatser*

324.4401	Insats f. 650A 15 hål D30
324.4601	Insats f. 650B 2 trp-burkar 500
324.4616	Insats f. 650B 6 burkar H65 D45
324.4619.1	Insats f. 650B 24 hål H65 D16,5
324.4619.2	Insats f. 650B 24 hål H65 D16,5 vit
324.4620	Insats f. 650B 24 hål H85 D16,5
324.4621.1	Insats f. 650B 40 hål H65 D13
324.4622	Insats f. 650B 10 hål H65 D32 f. B-D flaskor
324.4011	Insats f. C-box 24 hål H130 D17



*Tillbehör*

401.0430	Plastpåse för provlåda 650A 30/22x45 cm
401.0440	Plastpåse för provlåda 650B 40/36x58 cm
324.2360	Kyl/fryspåse med gel 250 ml
324.4451	Adresskort av kreditkortstyp
410.110	Påsklämma 110 mm
324.4200	Rörhängare till insatser m. hål 16-18 mm




*Absorber*

324.1120	Absorbpåse 20 ml för provrör
324.2001	Absorbrondell 150 ml D64 f. transportburk 500
324.2002	Absorbduk 8x14 cm, 45 ml f. kassetter
324.2003	Absorbremsa 10 ml för trp-hylsa
324.2004	Absorbduk 12x38 cm, 150 ml
324.2007	Absorbduk 20x40 cm, 200 ml



*Transportburkar, 95 kPa leakproof*

324.5001	Transportburk 500 ml
324.4502	Stödkors för transportburk 500 ml.
324.1092	Kartong f trp-burk 500 ml inkl etikett UN2814
324.5004	Transportburk 800 ml
324.1206.1	Kartong f trp-burk 800 ml inkl etikett UN2814
324.6110	Etikett 50 mm papper UN2814 PI602 8 st./ark
324.2352	Kylbox 3 liter
324.2358	Kartong t box 3 liter märkt UN3373
324.5300	Frysburk
324.0200	Transportburk smittorisk TB-analyser och vätskor
324.5505.1	Transporthylsa u. absorb H128 D28 (öppning-diam. 22)
324.5506.1	Transporthylsa m. absorb H128 D28 (öppning-diam. 22)



(Alla mått i mm om inte annat uppges.)

Kontakta info@lab.se eller 08-29 60 25 för vidare information.

[www.labdiagnostics.se](http://www.labdiagnostics.se)